

Centrifugeuse réfrigérée

1. Allumer l'interrupteur
2. Allumer le bouton on/off
3. Sélectionner le programme en appuyant **1x** sur la touche **PROG** et sélectionner avec les touches ▼ ▲

Suppression d'un programme

1. Appuyer **1x** sur la touche **PROG**
2. Sélectionner le programme avec les touches ▲ ▼
3. Dans les 10 secondes, appuyer sur **START /STOP** jusqu'à apparition de « **cleared** »

Composition d'un programme

1. Introduire avec les touches **TEMP, TIME, SPEED** les paramètres (T°C, Tp, vitesse)
2. Appuyer **2x** sur la touche **PROG**
3. Le programme libre s'inscrit ex :P(1→9)(A→Z)
4. Continuer à appuyer jusqu'à apparition de « **ok** »

Programmes enregistrés

Programme 1	4°C	3000 t	1 min
Programme 2	4°C	14000 t	15 min
Programme 3	4°C	12000 t	5 min
Programme 4	4°C	12000 t	18 min
Programme 5	4°C	12000 t	15 min
Programme 6	4°C	8000 t	15 min
Programme 7	T° amb	8000 t	1 min
Programme 8	T° amb	14000 t	3 min
Programme 9	T° amb	12000 t	5 min
Programme 10	T° amb	3000 t	1 min